

Europe

MITUTOYO PROMOTION!

Cena pouze
589.990,- Kč
bez DPH



**Jedinečná nabídka
AKCE 2009**

**Ruční tříosý měřicí stroj
Crysta-Plus M574**

- Měřicí rozsah: 500 x 700 x 400 mm
- Přesnost $E=3,0+0,4L/100$
- Vč. keramické kalibrační koule
- Vč. PC ACER a tiskárny HP
- Upínací stavebnice KOMEG ECO fix
Základna 250 x 250 mm, 60 dílů
- MH20i indexovací měřicí hlava
s výměnnými moduly, 168 poloh
- Odborné instalace s protokolem
- 3 dny školení u zákazníka
- Plná sada základních doteků
Ø 1, 2, 3, 4 mm vč. prodloužení a další

Mitutoyo

Europe

MITUTOYO PROMOTION!

Cena pouze
529.990,- Kč
bez DPH



**Jedinečná nabídka
AKCE 2009**

**Ruční tříosý měřicí stroj
Crysta-Plus M544**

- Měřicí rozsah: 500 x 400 x 400 mm
- Přesnost $E=3,0+0,4L/100$ (μm)
- Vč. keramické kalibrační koule
- Vč. PC ACER a tiskárny HP
- Upínací stavebnice KOMEG ECO fix
Základna 250 x 250 mm, 60 dílů
- MH20i indexovací měřicí hlava
s výměnnými moduly, 168 poloh
- Odborné instalace s protokolem
- 3 dny školení u zákazníka
- Plná sada základních doteků
 \varnothing 1, 2, 3, 4 mm vč. prodloužení a další

Mitutoyo

Crysta Plus M 443 (400 x 400 x 300 mm) bez DPH 449.990,- Kč